MSSanté
Système de messageries sécurisées, données protégées.



MSSanté – Présentation de l'outil AUTODOC

AUTODOC : qu'est-ce que c'est ?

Un répondeur MSSanté de test pour faciliter l'intégration des documents structurés dans les LPS.

DÉFINITION

L'outil AUTODOC est une boîte aux lettres MSSanté de test associée à un répondeur automatique. Elle permet aux éditeurs de logiciels professionnels de santé (LPS) de simuler la réception de messages contenant des documents structurés issus du référentiel CI-SIS.

Concrètement, AUTODOC renvoie deux fichiers complémentaires :

- Un PDF pour une consultation humaine du document
- Une archive IHE_XDM cotenant 2 fichiers pour intégration dans le logiciel

À QUOI ÇA SERT ?

Tester l'intégration des documents structurés MSSanté dans un logiciel de santé, à partir d'exemples concrets.

ENVIRONNEMENT DE TEST

Disponible uniquement dans l'Espace de Confiance MSSanté de test.

ADRESSE DU RÉPONDEUR repondeur-ihe_xdm@espacedeconfiance.test.mssante.fr

1. Demander un document précis

Le code IHE_XDM doit être renseigné dans l'objet du mail.


1. **Destinataire :** repondeur-ihe_xdm@espacedeconfiance.test.mssante.fr
2. **Objet :** code exact du document souhaité

   Corps du mail : peut rester vide, il n'est pas pris en compte
3. **Envoyer :** transmettre le mail tel quel

Exemple d'objet

BIO-CR-BIO_2021.01_Microbiologie_V1

CAPTURE D'ÉCRAN — MAIL DE SOLLICITATION



2. Comprendre les documents reçus

La réponse contient deux pièces jointes complémentaires.

01 • FICHIER PDF


Représentation lisible du document demandé

02 • ARCHIVE IHE_XDM.ZIP

DOC0001.XML
Document structuré

METADATA.XML
Métadonnées associées au document

CAPTURE D'ÉCRAN — MAIL DE SOLLICITATION



3. Récupérer tous les codes IHE_XDM

Laisser l'objet et le corps du mail vides pour demander la liste exhaustive.

1. **Destinataire :** repondeur-ihe_xdm@espacedeconfiance.test.mssante.fr
2. **Objet :** laisser vide

   Corps du mail : peut rester vide, il n'est pas pris en compte
3. **Envoyer :** transmettre le mail tel quel

Exemple d'objet

BIO-CR-BIO_2021.01_Microbiologie_V1

CAPTURE D'ÉCRAN — LISTE DES CODES REÇUE

